




Zeramex XT

Prothetische Versorgung



Gingivaformer



Protokollarisches Drehmoment einhalten!

Für das Einbringen des Gingivaformers ist kein Kraftaufwand erforderlich. Vorsichtig bis zum Anschlag eindrehen.

1a/b. Einbringen

Gingivaformer auf den Prothetikschlüssel aufstecken und unter leichtem Druck im Uhrzeigersinn vorsichtig bis zum Anschlag eindrehen (**max. 5 Ncm**).



2. Ausbringen

Um den Gingivaformer zu lösen, Prothetikschlüssel einstecken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Benötigtes Material

Gingivaformer (SB35503/ SB35504/RB36503/RB36504/ WB37503/WB37504),
Prothetikschlüssel (XT38619/ XT38623/XT38628)

Provisorium



1. Aufsetzen

Provisorium Pfosten aufsetzen und mit Prothetikschlüssel festziehen (**max. 15 Ncm**).

Wichtig!

Die maximale Tragdauer des Provisoriums beträgt **180 Tage**.

Allgemeines

Bitte beachten Sie, dass prothetische Komponenten, die aus Kunststoff gefertigt sind, ein anderes taktiles Gefühl als Metalle beim Anwender erzeugen. Machen Sie sich im Vorfeld damit vertraut.

2. Bearbeiten

Provisorium gegebenenfalls extraoral bearbeiten und mit einer provisorischen Krone versorgen.

Verarbeitung des Provisoriums


Zur Bearbeitung des Kunststoffs eignen sich Diamantinstrumente mit feiner Körnung und hoher Drehzahl am besten. Die Bearbeitung erfolgt extraoral, mit wenig Druck und unter guter Kühlung.

Benötigtes Material

Provisorium (SB35530/ RB36530/WB37530),
Prothetikschlüssel (XT38619/ XT38623/XT38628)

Intraoralscan


In der Praxis



1.

1. Positionieren


Anschlussgeometrie des Implantates gründlich reinigen. Das dazugehörige Scanabutment (Scanbody SB/RB/WB) auf das Implantat setzen und bei der Positionierung darauf achten, dass die Fläche für den Scanner gut sichtbar ist.



2.

2. Festschrauben

Das Scanabutment (Scanbody SB/RB/WB) mit der dazugehörigen Schraube (**max. 5 Ncm**) festziehen und auf festen Sitz überprüfen.



3.

3. Abdrucknahme

Scanvorgang gemäss Anleitung des verwendeten Systems durchführen. Digitale Scandaten dem Labor zusenden, um 3D-Druckmodell mit zugehöriger Analogkavität zu erstellen.


Information!

Alternativ kann auch ein Meistermodell im 3D-Laborscanner für die weitere Vorgehensweise digitalisiert werden.

Information!

Vorgehensweise für gängige CAD/CAM Systeme geeignet.

Im Labor




4.

4. Verbinden

Digital Implant Replica Placer (Einbringinstrument) im Uhrzeigersinn handwarm einschrauben.

Wichtig!

Analogkavität im Druckmodell auf Baufehler und Rückstände überprüfen.




5.

5. Einbringen

Digital Implant Replica in die Kavität einfügen und zentrieren. Danach mit genügend Druck das Digital Implant Replica nach unten drücken bis dieses einrastet. Die basal sichtbare Fläche sollte bündig zum Druckmodell sein. Digital Implant Replica auf spielfreien Sitz überprüfen.

Wichtig!

Wiederholtes Entfernen und Einsetzen des Replicas im selben Modell kann die Einrastfunktion abnutzen.



6.


6. Versorgung

Für den digitalen Workflow stehen Ihnen Abutments für okklusal verschraubte Versorgung (ab Seite 36) zur Verfügung. Digitale Scandaten können direkt in exocad und 3Shape Software weiterverarbeitet werden (komplette Integration).

Benötigtes Material


Scanbody incl. Screw (SB35514/RB36514/WB37514), Digital Implant Replica Placer (RB36521), Digital Implant Replica (SB35522/RB36522/WB37522)

Konventionelle Abdrucknahme




Offener Löffel

In der Praxis




1. Positionieren

Sicherungsstift mit Übertragungshülse unter leichtem Druck und Drehbewegung auf die Implantatschulter positionieren, bis sie im Kreuz einrastet, sauber auf der Implantatschulter aufliegt und nicht mehr gedreht werden kann.



2. Festschrauben

Mit einer Hand die Übertragungshülse sichern. Den Sicherungsstift im Uhrzeigersinn handwarm festziehen und Positionierung auf Formschlüssigkeit kontrollieren. Im Zweifel kann ein Röntgenbild Sicherheit bieten.



3. Abdrucknahme

Abdruck mit offenem Löffel erstellen. Sicherungsstift abschrauben und entfernen. Abdruck lösen und mit dem Sicherungsstift dem Zahntechniker zusenden.


Wichtig!

Die Übertragungshülsen müssen innenkant eingerastet sein und sauber aufliegen. Prüfen Sie das mit einer leichten Gegenbewegung.

Information!


Die vier **Retentionselemente** des Implantats müssen bei der Wahl eines **abgewinkelten Abutments** korrekt ausgerichtet sein (Anwenderanleitung Chirurgie, Seite 26, Abb. 3), ansonsten wird empfohlen, auf ein **individuelles Abutment** (Seite 42) auszuweichen.

Im Labor




4. Verbinden

Übertragungshülse unter leichtem Druck und Drehbewegung auf die Replicaschulter positionieren, bis sie im Kreuz des Digital Implant Replica einrastet, sauber auf der Schulter aufliegt und nicht mehr gedreht werden kann. Sicherungsstift im Uhrzeigersinn handwarm festschrauben.



5. Modell erstellen

Transfer mit aufgeschraubter Digital Implant Replica auf sicheren Sitz prüfen. Meistermodell erstellen. Vor Ablösen des Abdrucks den Sicherungsstift entfernen.




6. Versorgung

Wählen Sie entsprechend den prothetischen Bedürfnissen und der bevorzugten Vorgehensweise ein Abutment. Es stehen Ihnen gerade und abgewinkelte Abutments, CAD/CAM und individuelle Abutments sowie Zeramex Docklocs® Abutments (ab Seite 49) zur Verfügung.


Benötigtes Material

Transfer Open Tray (SB35510/RB36510/WB37510), **Digital Implant Replica** (SB35522/RB36522/WB37522)




Geschlossener Löffel


In der Praxis



1. Positionieren
Übertragungshülse unter leichtem Druck und Drehbewegung auf die Implantatschulter positionieren, bis sie im Kreuz einrastet, sauber auf der Implantatschulter aufliegt und nicht mehr gedreht werden kann.



2. Festschrauben
Sicherungsstift im Uhrzeigersinn handwarm festziehen und Positionierung auf Formschlüssigkeit kontrollieren.



3. Abdrucknahme
Abdruck mit geschlossenem Löffel erstellen und abziehen. Sicherungsstift abschrauben, Transfer vom Implantat abziehen und mit dem Abdruck dem Zahntechniker mitliefern.


Wichtig!

Die Übertragungshülsen müssen innenkant eingerastet sein und sauber aufliegen. Prüfen Sie das mit einer leichten Gegenbewegung.


Achtung!

Keine geschlossene Abformung im Frontbereich des Oberkiefers oder bei einer Angulation grösser als 15° empfohlen.


Im Labor



4. Verbinden
Übertragungshülse unter leichtem Druck und Drehbewegung auf der Replicaschulter positionieren, bis sie im Kreuz des Digital Implant Replica einrastet, sauber auf der Schulter aufliegt und nicht mehr gedreht werden kann. Sicherungsstift im Uhrzeigersinn handwarm festschrauben.



5. Reponieren und Modell erstellen
Transfer mit aufgeschraubtem Digital Implant Replica im Abdruck reponieren und auf sicheren Sitz prüfen. Meistermodell erstellen.



6. Versorgen
Wählen Sie entsprechend den prothetischen Bedürfnissen und der darauf abgestimmten Vorgehensweise ein Abutment. Es stehen Ihnen gerade und abgewinkelte Abutments, CAD/CAM und individuelle Abutments sowie Zeramax Docklocs® Abutments (ab Seite 49) zur Verfügung.

Benötigtes Material

Transfer Closed Tray (RB36512/WB37512) oder (RB36513/WB37513), Digital Implant Replica (SB35522/RB36522/WB37522)

Prothetischer Ablauf

Einsatzgebiet

Hinweise bezüglich Einsatzgebiete und Indikationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung (IFU) auf www.zeramex.com.

1 Vorbereitungsphase

Die prothetische Versorgung richtet sich nach dem entsprechenden Gesamtanierungskonzept zur Erreichung des bestmöglichen Versorgungsergebnisses. Zu den Hauptaspekten zählen die integrale Funktionalität, die Ästhetik und die komfortable Versorgung des Patienten. Eine sorgfältige Anamnese (inklusive der Anfertigung von Röntgenbildern) unter Einbezug der gesundheitlichen Vorgeschichte legt den Grundstein. Unter Berücksichtigung der Hauptaspekte erarbeiten Sie den Therapieplan.

2 Gingiva-Management

«Rote» Ästhetik basiert auf gesundem Zahnfleisch. Behandeln Sie daher eventuelle Erkrankungen unbedingt vor der Implantation. Das Weichgewebe entwickelt sich um Zirkondioxid – insbesondere im Frontbereich von hoher Relevanz – hervorragend. Ein natürliches Emergenzprofil wird mittels Gingivaformer oder



Pink markierte Prothetikteile sind passend für die SB Plattform (3,5 mm Implantat).



Grün markierte Prothetikteile sind passend für die RB Plattform (4,2 mm Implantat).



Gelb markierte Prothetikteile sind passend für die WB Plattform (5,5 mm Implantat).

Beachten: Ausnahmen sind die Schrauben (RB16550/RB36554/RB36550). Bitte Informationen auf Seite 48-50 beachten..

Provisorium individuell geformt und das «schwarze Dreieck» gehört der Vergangenheit an.

3 Abutment-Implantat Verbindung

Für die metallfreie, ästhetisch und biologisch einwandfreie Versorgung bieten sich Ihnen heute zwei grundsätzliche Wege an:

- Verschraubte prothetische Versorgung (Seite 34)
- Zementierte prothetische Versorgung (Seite 38)

Die Palette der komplett metallfreien Prothetik ist vielfältig und erfüllt hohe Ansprüche bezüglich Ästhetik und Funktionalität. Das Zeramex XT Implantat mit den verschiedenen Abutments schafft für fast alle Fälle optimale Voraussetzungen.

4 Workflow

Das Zeramex XT Implantat-System gliedert sich nahtlos ein in die konventionelle Arbeitsweise mit manuellen, direkten und indirekten Abdrucknahmen wie auch in den digitalen Workflow mit intraoralem Scanning und direkter Herstellung des Zahnersatzes.



Vicarbo
Screw
RB16550

Try-In
Screw
RB36554

Provisional
Screw
RB36550

Prothetische Tools

Wichtig!

Teile gegen Aspiration sichern, wenn diese intraoral verwendet werden!



Ratchet

Wichtig!

Ratchet immer im entspannten Zustand lagern.

Surgical Ratchet (P48935)



Adapter Unit Short (P48932)



Prothetischschlüssel

Prothetischschlüssel 19 mm (XT38619)



Prothetischschlüssel 23 mm (XT38623)




Prothetischschlüssel 28 mm (XT38628)



Prothetik-Kit

Prothetik-Kit (XT48860)

Prothetik-Kit, inkl. Ratchet (XT48865)



Verschraubte Verbindung

SB
ø 3,5 mm


RB
ø 4,2 mm

WB
ø 5,5 mm

Abutments

Es stehen gerade (in zwei Kragehöhen) und abgewinkelte Abutments für die Implantate 3,5 mm (SB) 4,2 mm (RB) und 5,5 mm (WB) zur Verfügung.


1 mm
Straight



2 mm
Straight




1 mm
Angular



Vicarbo Schraube

Die leistungsstarke Schraube aus karbonfaserverstärktem Hochleistungskunststoff.




Digitaler Workflow


Zerabase/Zerabase X: Das individuelle Sekundärteil für okklusal verschraubte Versorgungen. Integration in exocad und 3Shape Software.

Individuelles Abutment: Ihr Kompetenzzentrum Zeramax Digital Solutions für digitale & individuelle Prothetik-Lösungen - massgeschneidert von A-Z.


Zerabase X



Zerabase




Indiv.
Abutment




exocad

3shape


Verschraubte Prothetische Versorgung




A. Passendes Abutment auswählen.



B. Abutment allenfalls individuell schleifen. Dabei Abutment nur unter guter, durchgehender Kühlung, mit leichtem Druck bearbeiten. Lokale Überhitzungen führen zu Mikrorissen und zur Zerstörung des Abutment.



C. Alle XT Abutments sind zugelassen für die folgenden Verfahren: Klebetechnik, Frästechnik, Presstechnik. Grundsätzlich entscheiden Sie zwischen monolithischer Krone (C1.) oder vollkeramischer Krone auf Zirkondioxidkappe (C2.).



C1. Monolithische Kronen aus diversen optimierten Kunststoffen oder Zirkondioxid.

C2. Vollkeramische Kronen aus Schicht- oder Presskeramik auf einer Zirkondioxidkappe.

Herstellen der Suprakonstruktion im Labor

Das Zeramex XT System bietet Ihnen die reversible Verschraubung auf Zirkondioxid. Das Innengewinde ermöglicht die verschraubte Befestigung von Prothetikteilen und Zirkondioxid-Abutments auf Implantaten. Die Rotationssicherung auf der Plattform ermöglicht die sichere und exakte Positionierung der Sekundärteile, während die Try-In-Schraube für deren festen Sitz sorgt.

Alles Wichtige für das Labor auf einen Blick

- Jedes Abutment wird inklusive zugehöriger Vicarbo Schraube geliefert.
- Jede Vicarbo Schraube darf nur einmalig bis zum maximalen Drehmoment angezogen werden.
- Anzugsdrehmoment der **Vicarbo Schraube** für SB/RB/ WB-Plattform ist immer **25 Ncm!**
- Für das Arbeiten im Labor bieten wir die **Try-In Screw** an, welche nicht stärker als mit **5 Ncm** angezogen werden darf.
- Anatomische Situation berücksichtigen, keine überdimensionierten Kronen oder Verbindungen zu natürlichen Zähnen (Hybridversorgung).
- «Flieger/Kronenanhänger» mit einem Pfeiler dürfen nicht umgesetzt werden.
- Beim Schleifen der Abutments kann ein zusätzliches Replica als Halter verwendet werden. Mit den Fingern aufgebauter Gegendruck vermindert Vibrationen.


Wichtig!


Informationen zum Schleifen von Abutments auf Seite 47 beachten!

Tipp: Bei angulierten Abutments oder komplexen Versorgungsmitteln individuellen Positionierungsschlüssel herstellen.

Wichtig!

Beachten Sie zwingend die minimalen Schichtdicken gemäss Herstellerangaben des verwendeten Kronenmaterials.





Der Durchmesser des Schraubenkanals für die Vicarbo Schraube muss bei der **SB/RB/WB-Plattform > 2,8 mm** betragen.



Der Durchmesser des Schraubenkanals für die durchmesserreduzierte Variante muss **> 2,2 mm** betragen.

Achtung!

Beim Verschliessen des Schraubenkanals keine chlorhaltigen Gels oder Flüssigkeiten verwenden.

Okklusale Verschraubung im Patientenmund

Versorgung mithilfe von Platzhaltern

Bei der Arbeit mit Platzhaltern wird der Durchmesser des Schraubenkanals so gewählt, dass die Vicarbo Schraube jederzeit in den Abutment-Kronen-Verbund ein- und ausgebracht werden kann, auch wenn die Krone bereits fest auf dem Abutment zementiert ist.

Entsprechende Positionierhilfen/Platzhalter können selbst hergestellt werden:

SB/RB/WB-Plattform: > 2,8 mm

Durchmesserreduzierter Schraubenkanal

Alternativ zur Arbeit mit den Platzhaltern kann auch mit durchmesserreduziertem Schraubenkanal gearbeitet werden. Der Durchmesser des Schraubenkanals kann damit auf **> 2,2 mm** reduziert werden. Hierbei kann der Prothetikschlüssel (XT38619/XT38623/XT38628) als Positionierhilfe/Platzhalter verwendet werden.


Wichtig!

- Bei durchmesserreduziertem Vorgehen muss die Vicarbo Schraube im Labor in das Abutment eingebracht werden, bevor die Krone fest auf dem Abutment aufgebracht wird.
- Die Vicarbo Schraube kann nach dem Zementieren der Krone nicht mehr ein- oder ausgebracht werden!
- Beim Zementieren der Krone dürfen keine Zementüberschüsse in den Schraubenkanal der bereits platzierten Schraube gelangen (z.B. Watte oder vergleichbaren Platzhalter einbringen, welcher durch den Schraubenkanal wieder entfernt werden kann).
- Wird das Abutment gekürzt, muss sichergestellt werden, dass die Vicarbo Schraube vertikal genügend Platz hat, um ein- und ausgeschraubt zu werden.


Verschraubte Prothetische Versorgung

Protokollarisches Drehmoment einhalten!


Das einmalige Anzugsdrehmoment für die Vicarbo Schraube beträgt für alle Plattformen (SB/RB/WB): **25 Ncm.**



1a.



1b.



Okklusale Verschraubung im Patientenmund

1a.

Die Kappe kann mittels Press- oder Schichttechnik verblendet werden. Den Durchmesser des Schraubenkanals für die spätere Verschraubung je nach Vorgehen wählen:

- SB/RB/WB Abutments: > 2,8 mm
- **Durchmesserreduziert: > 2,2 mm***

*Wichtig!

Beim durchmesserreduzierten Vorgehen muss die Schraube im Abutment platziert werden, bevor die Krone darauf zementiert wird. Beachten Sie hierzu die Hinweise auf Seite 36.

1b.

Abutment mit zementierter Krone auf das Implantat aufbringen. Abutment-Krone unter leichtem Druck einpassen, bis sie in der korrekten Position einrastet. Abutment-Krone festhalten und die Schraube durch den Schraubenkanal mit Druck von okklusal anziehen.

Benutzen Sie dazu den Prothetikschlüssel und die Drehmomentratsche (SB/RB/WB: 25 Ncm). Der korrekte Sitz des Abutment kann mittels Sonde und/oder Röntgenkontrolle überprüft werden.

Benötigtes Material

Abutment inkl. Vicarbo Schraube (SB15501/SB15502/SB15515), (RB16501/RB16502/RB16515), (WB17501/WB17502/WB17515), **Zerabase X/Zerabase inkl. Vicarbo Schraube** (SB15535/SB15536), (RB16535/RB16536/RB16530/RB16531), (WB17535/WB17536/WB17530/WB17531), **Individuelle Abutments** (SB1551),(RB16551),(WB17551), **Prothetikschlüssel** (XT38619/XT38623/XT38628)


Protokollarisches Drehmoment einhalten!

Das einmalige Anzugsdrehmoment für die Vicarbo Schraube beträgt für alle Plattformen


(SB/RB/WB): 25 Ncm.



2a.



2b.



Zementieren der Krone im Patientenmund

Beachten: Sollte ein Vorgehen mit Schraubenkanal nicht möglich oder nicht gewünscht sein, kann die Krone ohne Schraubenkanal im Labor hergestellt werden.

2a.

Die Vicarbo Schraube wird mit dem Prothetikschlüssel aufgenommen und ins Abutment gesteckt. Das Abutment kann nun mit dem Prothetikschlüssel auf das Implantat transferiert werden. **Beachten:** Abutment und Schraube festhalten > Keine Arretierung! Drücken Sie vor dem Anziehen die Schraube nach unten. Ziehen Sie die Schraube mit dem Prothetikschlüssel und der Drehmomentratsche an. **(SB/RB/WB: 25 Ncm)**. Der korrekte Sitz des Abutment kann mittels Sonde und/oder Röntgenkontrolle überprüft werden.

Beachten: Die Versorgung kann die Erstellung eines individuellen Positionierungsschlüssels erfordern.

2b.

Die Kappe kann mittels Press- oder Schichttechnik verblendet werden. Die fertige Krone auf dem fest verschraubten Abutment zementieren und Zementüberschüsse entfernen.

Beachten: Bei jedem Abutment wird die Vicarbo Zeramex Schraube mitgeliefert. Bitte beachten Sie die technischen Daten der Zeramex Schrauben auf Seite 48-50.

Benötigtes Material

Abutment inkl. Vicarbo Schraube (SB15501/SB15502/SB15515), (RB16501/RB16502/RB16515), (WB17501/WB17502/WB17515), **Zerabase X/Zerabase inkl. Vicarbo Schraube** (SB15535/SB15536), (RB16535/RB16536/RB16530/RB16531), (WB17535/WB17536/WB17530/WB17531), **Individuelle Abutments** (SB1551),(RB16551),(WB17551), **Prothetikschlüssel** (XT38619/XT38623/XT38628)

Platform-Switching

Um einen möglichen krestalen Knochenverlust zu verhindern oder das Weichgewebevolumen um die Implantatplattform zu erhöhen, kann durch die hohe prothetische Flexibilität beim Zeramex XT System ein Platform-Switching mittels zweier Möglichkeiten gewährleistet werden.



1.



Zeramex XT SB Abutments
SB15501/SB15502/SB15515



Zeramex XT RB Implantate
XT16508/XT16510/XT16512/XT16514



Beispiele
SB 15501
XT16510

2.



Zeramex XT RB Abutments
RB16501/RB16502/RB16515



Zeramex XT WB Implantate
XT17508/XT17510/XT17512



Beispiele
RB 16501
XT17510

Möglichkeiten Platform-Switching Zeramex XT

1.

Es ist möglich auf alle Zeramex XT RB Implantate (XT16508/XT16510/XT16512/XT16514) ein Zeramex XT SB Abutment (SB15501/SB15502/SB15515/SB15535/SB15536/SB15551) zu platzieren.

2.

Es ist möglich auf alle Zeramex XT WB Implantate (XT17508/XT17510/XT17512) ein Zeramex XT RB Abutment (RB16501/RB16502/RB16515/RB16535/RB16536/RB16530/RB16531/RB16551) zu platzieren.

Achtung!

Ein Platform-Switching für Zeramex XT WB Implantate mit Zeramex XT SB Abutments ist nicht möglich.

Zerabase und Zerabase X für individualisierte Abutments

Verschraubte, vollkeramische Versorgungen

Mit Zeramex können Sie 100% metallfreien Zahnersatz mit hocheffizienten Arbeitsabläufen kombinieren. Zeramex Zerabase und Zerabase X bieten Ihnen die Basis für Ihr individuell gestaltetes Abutment bei okklusal verschraubter Versorgung. Arbeiten Sie mit Ihrem bevorzugten Arbeitsprozess und verwenden Sie für digitale Arbeitsabläufe eine exocad oder 3Shape Software.

Hohe Flexibilität

- Designen Sie das Abutment nach Ihren Wünschen
- Individuelle Gestaltung ermöglicht optimale Ästhetik
- Zementreste können einfach und sicher entfernt werden, da die Präparationsgrenze ideal gestaltet werden kann
- Gestalten Sie den Aufbau so, dass eine ideale Kronenunterstützung und ein stabiler Halt erzielt werden
- Für verschraubte und zementierte Versorgungen geeignet



Arbeitsprozesse

Das Zeramex Zerabase Abutment sowie die kleinere Klebebasis Zerabase X ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem bevorzugten Arbeitsprozess zu arbeiten.

Konventioneller Arbeitsprozess

- Wax-up erstellen für gepresste oder gefräste Restaurationen

Digitaler Arbeitsprozess (digitales Design in exocad oder 3Shape Software)

- Bearbeitetes Abutment → ohne Scanbody einscannen und Designerstellung in der Software
- Unbearbeitetes Abutment → Scanbody einscannen und Designerstellung in der Software

Produktion

Die Kappe bzw. Krone wird bei Ihnen im Labor, im Fräszentrum Ihrer Wahl oder chair-side gefräst.

Führende Software

Die Zeramex Zerabase X Abutments sind in den marktführenden Systemen von exocad und 3Shape integriert.

exocad: Die Bibliothek wird automatisch mit den Zeramex Zerabase und Zerabase X Abutments upgedatet.

Ausnahme: Systeme von Zirkonzahn und Amann Girrbach benötigen einen manuellen Import der Files.

3Shape: Bitte laden Sie die Files von unserer Website herunter und importieren Sie diese in Ihr System.


Information!

Sie finden alle Files auf unserer Website in der Mediathek auf www.zeramex.com.

exocad

3shape 

Verschraubte Prothetische Versorgung CAD/CAM




Zerabase
engaged/unengaged




Zerabase X
engaged/unengaged




Scanbody




Zerabase und
Zerabase X für
Kronen



Zerabase und
Zerabase X für
Brücken und
Stege



Beispiel Zerabase
RB16530



Beispiel Zerabase X
RB16535

Features & Benefits

Zerabase und Zerabase X Abutment

- Präzise, stabile Zeramex Originalverbindung für hohe Stabilität
- Retentives Element und Fase zur präzisen Platzierung der Kappe oder der Krone
- Klebeflächen für optimalen Halt und optimale Haftung der Versorgung

Zeramex Scanbody

- Ideale Geometrie für präzise digitale Erfassung
- Stabiler Kunststoff für labortechnische Mehrfachverwendung
- Anzugsmoment Scanbody: **max. 5 Ncm**

Beachten: Zeramex Scanbodies nicht beschleifen, es besteht die Möglichkeit, dass das System diese nicht mehr erkennen kann.

Passend für die gewünschte Indikation

Zerabase und Zerabase X für Kronen (engaged):

Die vier Zinnen stellen die Positionierung auf dem Implantat sicher.

Zerabase und Zerabase X für Brücken und Stege (unengaged):

Kein Rotationsschutz

Verarbeitungshinweise & Material

Verarbeitungshinweise

- Finales Anzugsmoment Abutment mit Vicarbo Schraube: SB, RB und WB: **25 Ncm** (im Labor die Try-In-Schraube verwenden: **max. 5 Ncm**)
- WAK-Wert ZrO_2 ATZ: $9 \times 10^{-6}/K$
- Verklebung mit handelsüblichen Klebern


Material

- Zerabase und Zerabase X Abutments: Zirkondioxid, ATZ
- Zeramex Scanbody: PEEK
- Schraube: Vicarbo (karbonfaserverstärkter Hochleistungskunststoff)


Zeramex Digital Solutions

XT


Das Kompetenzzentrum Zeramex Digital Solutions bietet Ihnen neben der Herstellung von individualisierten Abutments und monolithischen Kronen mit Zeramex XT Implantatverbindung einen Service für die Aufbereitung Ihrer digitalen Daten oder auch für das Finishing der vorgefertigten rohen Versorgung.




1. Die Abformung erfolgt digital mittels Intraoralscanner oder über eine klassische Abdrucknahme beim Patienten mit Meistermodell, welches dann anschliessend gescannt wird.




5. Es besteht auch die Möglichkeit eine individuelle Krone für Zerabase oder andere Abutments direkt bei uns in Auftrag zu geben.




2. Modellieren Sie die Krone bzw. das individuelle Abutment in Ihrer 3Shape oder Exocad-Software und erstellen Sie das gewünschte Design.




6. Nach Wunsch ist diese mit und ohne Schraubenloch erhältlich.




3. Schicken Sie uns die digitalen Daten bequem als STL-File zu und behalten Sie den Überblick über den aktuellen Stand Ihrer Daten.



7. Alle unsere individualisierten Zirkon-Kronen sind zudem gefärbt und glasiert lieferbar.



4. Zeramex Digital Solutions produziert die komplette Versorgung inklusive Zeramex Implantatverbindung. Dies mittels individuellem Abutment oder als einteilige Monolithkrone ohne Fugen und Klebspalt.



8. Sie bekommen die nach Ihrer Wahl fixfertige, genau passende prothetische Versorgung innerhalb von einer Woche zum Einsetzen zurück. Auf Wunsch erhalten Sie ein 3D gedrucktes Modell mit dazu.

Zeramex Digital Solutions
00800 0400 1333
digitalsolutions@zeramex.com
www.zeramex.com

> Daten senden 

Zeramex Digital Solutions

Angebot

Beispielbilder: Originale abweichend!



Individueller keramischer Gingivaformer
(SB15554/RB16554/WB17554)



Individuelles Abutment
(inkl. Vicarbo Schraube)
(SB15551/RB16551/WB17551)



Individuelle Krone in Zirkon
für Zerabase oder Zerabase X ohne
Schraubenloch (unglasiert)*
(SB15552/RB16552/WB17552)



Individuelle Krone in Zirkon
für Zerabase oder Zerabase X mit
Schraubenloch (unglasiert)*
(SB15553/RB16553/WB17553)



Monolithische Krone
mit Implantatverbindung
(inkl. Vicarbo Schraube)
(SB15560/RB16560/WB17560)



Monolithische Brücke 3-gliedrig
(inkl. Vicarbo Schraube)
(SB15565/RB16565/WB17565)



Monolithische Brücke 3-gliedrig
Cutback (inkl. Vicarbo Schraube)
(SB15566/RB16566/WB17566)



Färben & Glasieren
(Stain & Glaze) SB/RB/WB
(RB16571)



3D Modell OK/UK
(ohne Replica)
(RB16570)

Material: ZrO₂ TZP-A

WAK-Wert ZrO₂ TZP-A: 10,5

Wichtig: Alle Produkte auch als Multilayer erhältlich (Siehe Sortiment ab Seite 62)

*exkl. Zerabase / Zerabase X Abutment

Verfügbare Farben (Farbenskala VITA)

A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Achtung! Für alle Produkte ausser RB16570 möglich.

Zeramex Digital Solutions
00800 0400 1333
digitalsolutions@zeramex.com
www.zeramex.com

> Daten senden

Protokollarisches Drehmoment einhalten!

Das einmalige Anzugsdrehmoment für die Vicarbo Schraube der Docklocs® Abutments beträgt für alle Plattformen (SB/RB/WB): **max. 15 Ncm**.




Ablauf


Zeramex Docklocs® ist ein vorgefertigtes Verbindungssystem zum Befestigen von herausnehmbarem Zahnersatz auf der Basis einer Schnappverbindung.

Beachten: Zeramex Docklocs® Abutments sind in drei Höhen (2 mm/3 mm/4 mm) verfügbar und passen auf alle Plattformen (SB/RB/WB).

1.



2.



1. Divergenzen

Das Zeramex Docklocs®-System bietet die Möglichkeit, eine Zahnprothese für Implantationen zu integrieren, die um bis zu 20° geneigt sind. Dies bedeutet, dass Abweichungen zwischen zwei Implantaten von **maximal 40°** korrigiert werden können.

2. Einsetzen des Zeramex Docklocs® Abutment

Stellen Sie sicher, dass die Implantatschulter nicht durch Hart- oder Weichgewebe bedeckt ist. Schrauben Sie das Zeramex Docklocs® Abutment mit dem Zeramex Docklocs® Einbringinstrument (XT38227) handfest in das Implantat. Ziehen Sie das Abutment mit der Ratsche, dem Ratschenadapter und dem Zeramex Docklocs® Einbringinstrument auf **15 Ncm** an.

Beachten: Eine gleichmäßige horizontale Höhe aller Zeramex Docklocs® Abutments erleichtert dem Patienten das Einsetzen der Prothese.

Zeramex Docklocs® Abutments

Technische Daten


Das Zeramex Docklocs®-System besteht aus einem Zeramex Docklocs®-Abutment, dem dazugehörigen Einbringinstrument, einem Zeramex Docklocs®-Gehäuse, einem Zeramex Docklocs®-Blockout-Ring, einem Zeramex Docklocs® Lab-Analog, einem Zeramex Docklocs® Abformpfosten und drei austauschbaren Zeramex Docklocs® Polyamid-Retentionseinsätzen (PA12) mit unterschiedlich farbcodierten Retentionswerten bzw. Abzugskräften.




Zeramex Docklocs® Abutments (2 mm/3 mm/4 mm)



Zeramex Docklocs®
Abutment 2 mm
(SB15542)




Zeramex Docklocs®
Abutment 3 mm
(SB15543)




Zeramex Docklocs®
Abutment 4 mm
(SB15544)

Zeramex Docklocs® Einbringinstrument



Zeramex Docklocs®
Einbringinstrument
(XT38227)


Zeramex Docklocs® Retentionseinsätze



Rot: 0,45 kg
(extraleichte Retention)
(XT38205)



Orange: 0,91 kg
(leichte Retention)
(XT38206)



Grün: 1,81 kg
(starke Retention)
(XT38207)

Beachten: Mit einem herkömmlichen Montage- und Demontagewerkzeug für Retentionseinsätze können die Zeramex Docklocs® Retentionseinsätze spannungsfrei ausgetauscht werden.


Docklocs® ist eine eingetragene Marke der Firma MEDEALIS GmbH, DE und unsere Alternative zur LOCATOR®-Technik..

Zeramex Docklocs® Zirkon Gehäuse



Zeramex Docklocs®
Zirkon Retentionsgehäuse
(XT38230)

Technische Daten Zeramex XT Abutments



SB
∅ 3.5 mm

		a	b	c	d	e
SB15501	Zeramex XT Abutment SB Straight, 1 mm	7,0	4,6	1,0	0,7	0,6
SB15502	Zeramex XT Abutment SB Straight, 2 mm	8,0	4,6	2,0		
SB15515	Zeramex XT Abutment SB Angular 15°, 1 mm	7,0	4,6	1,0		
SB15535	Zeramex XT Zerabase X SB, Engaged für Krone	4,8	4,6	0,8	0,4	-
SB15536	Zeramex XT Zerabase X SB Unengaged, für Brücke	4,8	4,6	0,8		

Alle Angaben in Millimetern

RB
∅ 4.2 mm

		a	b	c	d	e
RB16501	Zeramex XT Abutment RB Straight, 1 mm	7,0	5,0	1,0	0,7	0,6
RB16502	Zeramex XT Abutment RB Straight, 2 mm	8,0	5,0	2,0		
RB16515	Zeramex XT Abutment RB Angular 15°, 1 mm	7,0	5,0	1,0		
RB16535	Zeramex XT Zerabase X RB, Engaged für Krone	4,8	4,6	0,8	0,4	-
RB16536	Zeramex XT Zerabase X RB Unengaged, für Brücke	4,8	4,6	0,8		
RB16530	Zeramex XT Zerabase RB, Engaged für Krone	7,0	5,0	1,0	0,7	0,6
RB16531	Zeramex XT Zerabase RB Unengaged, für Brücke	7,0	5,0	1,0		

Alle Angaben in Millimetern

WB
∅ 5.5 mm


		a	b	c	d	e
WB17501	Zeramex XT Abutment WB Straight, 1 mm	7,0	6,0	1,0	0,7	0,6
WB17502	Zeramex XT Abutment WB Straight, 2 mm	8,0	6,0	2,0		
WB17515	Zeramex XT Abutment WB Angular 15°, 1 mm	7,0	6,0	1,0		
WB17535	Zeramex XT Zerabase X WB, Engaged für Krone	4,8	5,6	0,8	0,4	-
WB17536	Zeramex XT Zerabase X WB Unengaged, für Brücke	4,8	5,6	0,8		
WB17530	Zeramex XT Zerabase WB, Engaged für Krone	7,0	6,0	1,0	0,7	0,6
WB17531	Zeramex XT Zerabase WB Unengaged, für Brücke	7,0	6,0	1,0		

Alle Angaben in Millimetern

Beschleifen Standard Abutments

Protokollarisches Drehmoment einhalten!

Das einmalige Anzugsdrehmoment für die Vicarbo Schraube beträgt für alle Plattformen (SB/RB/WB): **25 Ncm**.



Beispiel Abutment

Zeramex XT Abutment RB Straight, 1 mm RB16501

Material

ZrO₂ ATZ-HIP

Zusammensetzung:


- ZrO₂: 76%
- Al₂O₃: 20%
- Y₂O₃: 4%

Biegefestigkeit: >1'700 MPa
(durchschnittlich 2'000 MPa)


WAK-Wert ZrO₂ ATZ: 9 × 10⁻⁶/K

Vorgehen


- Konischer Teil (**4,0 mm**) kann gekürzt werden.
- Während des Bearbeitens nur unter guter, durchgehender Wasserkühlung mit leichtem Druck bearbeiten.
- Hohe Drehzahl (**wassergekühlte Turbine**) und feine Körnung (Rotringdiamant, kleiner 50 µm) verwenden.



1. Markierung (Aufzeichnen) des "Präparationsverlaufs"



2. Adäquates Vorgehen mit Handstück: Leichtes zirkuläres Umfahren des Präparationsverlaufs, dann vertikal, V-förmiges Erweitern des Präparationsverlaufs bis zur Durchtrennung.




*** Achtung!**
Keine Durchtrennung von Zirkondioxid in Instrumenten- bzw. Schleifkörperstärke.
Gefahr von Überhitzung!

Technische Daten Zeramex XT Schrauben

XT

Wichtige Erkennungsmerkmale der Zeramex XT Schrauben:

- Die Try-In Screw und die Vicarbo Screw haben keine Ringe am Schraubenkopf und sind kürzer als die Provisional Screw
- Der Schraubenkopfdurchmesser beträgt bei der Vicarbo Screw und Try-In-Screw 2,8 mm.
- Alle Schrauben sind passend zur Small (SB), Regular (RB) und Wide Base (WB).



Vicarbo Screw

RB16550

Passt zu:

SB/RB/WB Abutment

Erkennungsmerkmal:

Länge: 7,4 mm
Keine Ringe am Schraubenkopf
Schwarze Farbe

Anzugsmoment:

25 Ncm

Material:

Vicarbo

Achtung:

Diese Schraube ist für die definitive Versorgung und darf nur einmal verwendet werden!
Eine Anprobe mit max. 15 Ncm Anzugsmoment ist möglich.

Try-In Screw

RB36554

Passt zu:

SB/RB/WB Abutment

Erkennungsmerkmal:

Länge: 7,4 mm
Keine Ringe am Schraubenkopf
Grüne Farbe

Anzugsmoment:

5 Ncm

Material:

PEEK

Achtung:

Diese Schraube darf nur im Labor und nicht zur definitiven Verschraubung verwendet werden!

Provisional Screw

RB36550

Passt zu:

SB/RB/WB Provisorium

Erkennungsmerkmal:

Länge: 8,6 mm
Ringe am Schraubenkopf
Schwarze Farbe

Anzugsmoment:

15 Ncm

Material:

Vicarbo

Achtung:

Diese Schraube darf nur für Scanbodys und provisorische Versorgung verwendet werden!

Technische Daten Zeramex XT Schrauben

Vicarbo Screw
(RB16550)
Anzugsmoment:
25 Ncm



Try-In Screw
(RB36554)
Anzugsmoment:
5 Ncm



Provisional Screw
(RB36550)
Anzugsmoment:
15 Ncm



SB
ø 3.5 mm

RB
ø 4.2 mm

WB
ø 5.5 mm

SB
ø 3.5 mm

RB
ø 4.2 mm

WB
ø 5.5 mm



SB Straight, 1 mm
(SB15501)



RB Straight, 1 mm
(RB16501)



WB Straight, 1 mm
(WB17501)



SB Provisorium
(SB35530)



RB Provisorium
(RB36530)



WB Provisorium
(WB37530)



SB Straight, 2 mm
(SB15502)



RB Straight, 2 mm
(RB16502)



WB Straight, 2 mm
(WB17502)



SB Angular, 1 mm
15° (SB15515)



RB Angular, 1 mm
15° (RB16515)



WB Angular, 1 mm
15° (WB17515)



SB Zerabase X
Krone (SB15535)



RB Zerabase X
Krone (RB16535)



WB Zerabase X
Krone (WB17535)



SB Zerabase X
Brücke (SB15536)



RB Zerabase X
Brücke (RB16536)



WB Zerabase X
Brücke (WB17536)



RB Zerabase
Crown (RB16530)



WB Zerabase
Crown (WB17530)



RB Zerabase
Bridge (RB16531)



WB Zerabase
Bridge (WB17531)



SB indiv. Abutment
(SB15551*)



RB indiv. Abutment
(RB16551*)



WB indiv. Abutment
(WB17551*)

*Beispielbilder: Originale abweichend!

SB
ø 3.5 mm

RB
ø 4.2 mm

WB
ø 5.5 mm



SB Scanbody
(SB35514)



RB Scanbody
(RB36514)



WB Scanbody
(WB37514)

Die metallfreie Innovation: Vicarbo Schraube

XT

Unser Ziel war es, eine 100% metallfreie Lösung anzubieten, bei welcher nicht nur das Implantat sondern auch die Schraube metallfrei ist. Deshalb haben wir uns für das Hochleistungsmaterial Vicarbo entschieden. Vicarbo ist ein karbonfaserverstärkter PEEK-Kunststoff, wobei die Karbonfasern längs in das Material eingearbeitet sind. So erreichen wir eine enorme Leistungsfähigkeit. Dank dem von Zeramex entwickelten Produktionsverfahren werden die Karbonfasern während der Produktion nicht beschädigt und behalten ihre Funktion. Diese Schraube ist in der dentalen Implantologie einzigartig.

Dieses Material hat sich schon in anderen medizinischen Anwendungen bewährt (z.B. Orthopädie) und gilt als Werkstoff der Zukunft. Auch die Ingenieure der Luftfahrtindustrie verwenden karbonfaserverstärkte Bauteile wegen deren enormer Festigkeit und dem geringen Gewicht.



Technische Werte

- Elastizitätsmodul: >130 GPa
- Biegefestigkeit: >900 MPa

Sterilisationsmethode

- Dampfsterilisation bei 132 °C / 270 °F oder 134 °C / 274 °F.
Dauer: 18 Minuten

Muss ich die vorgegebenen Anzugsmomente einhalten?

Das angegebene Drehmoment muss eingehalten werden, um die reduzierte Zugspannung über die Presspassung auszugleichen und den dauerhaften Verbund sicherzustellen.

Wieso hat die Vicarbo Schraube eine konische Auflage?

Die konische Auflage der Schraube wurde so konstruiert, dass es zu einer möglichst festen Passung im Abutment kommt aber noch keine seitlichen Kräfte entstehen, die das Abutment beschädigen könnten.

Aus welchem Material besteht die Vicarbo Schraube?

Weshalb ist sie schwarz?

Die Schraube besteht aus PEEK-Kunststoff, der mit längs gerichteten Kohlefasern verstärkt ist. Durch die Kohlefasern erhält die Vicarbo Schraube ihre Farbe.



Zeramex XT

Sortiment




Zeramex XT Implantate				
SB Ø3,5 mm	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	XT15508	Zeramex XT Implantat Ø3,5×8 mm SB (inkl. Healing Cap)	Länge: 8 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP
	XT15510	Zeramex XT Implantat Ø3,5×10 mm SB (inkl. Healing Cap)	Länge: 10 mm	
	XT15512	Zeramex XT Implantat Ø3,5×12 mm SB (inkl. Healing Cap)	Länge: 12 mm	
RB Ø4,2 mm	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	XT16508	Zeramex XT Implantat Ø4,2×8 mm RB (inkl. Healing Cap)	Länge: 8 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP
	XT16510	Zeramex XT Implantat Ø4,2×10 mm RB (inkl. Healing Cap)	Länge: 10 mm	
	XT16512	Zeramex XT Implantat Ø4,2×12 mm RB (inkl. Healing Cap)	Länge: 12 mm	
	XT16514	Zeramex XT Implantat Ø4,2×14 mm RB (inkl. Healing Cap)	Länge: 14 mm	
WB Ø5,5 mm	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	XT17508	Zeramex XT Implantat Ø5,5×8 mm WB (inkl. Healing Cap)	Länge: 8 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP
	XT17510	Zeramex XT Implantat Ø5,5×10 mm WB (inkl. Healing Cap)	Länge: 10 mm	
	XT17512	Zeramex XT Implantat Ø5,5×12 mm WB (inkl. Healing Cap)	Länge: 12 mm	

Zeramex XT Abutments

SB Plattform	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	SB15501	Zeramex XT Abutment SB Straight, 1 mm (inkl. Schraube)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 4,6 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP Vicarbo
	SB15502	Zeramex XT Abutment SB Straight, 2 mm (inkl. Schraube)	AH: 8 mm KH: 2 mm Ø: 4,6 mm	
	SB15515	Zeramex XT Abutment SB Angular 15°, 1 mm (inkl. Schraube)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 4,6 mm	

SB CADCAM	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	SB15535	Zeramex XT Zerabase X SB, Engaged für Kronen (inkl. Schraube)	AH: 4,8 mm KH: 0,8 mm Ø: 4,6 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP Vicarbo
	SB15536	Zeramex XT Zerabase X SB Unengaged für Stege & Brücken (inkl. Schraube)	AH: 4,8 mm KH: 0,8 mm Ø: 4,6 mm	

Zerabase Abutments sind in die Systeme von 3Shape und exocad integriert.




SB/RB/WB Vicarbo Schraube	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	RB16550	Zeramex XT (SB/RB/WB) Vicarbo Schraube, Straight/Angular/CADCAM/Zerabase X/ Individuelle Abutments	Länge: 7,4 mm	Vicarbo

Zeramex XT Abutments

RB Plattform	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	RB16501	Zeramex XT Abutment RB Straight, 1 mm (inkl. Schraube)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 5 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP Vicarbo
	RB16502	Zeramex XT Abutment RB Straight, 2 mm (inkl. Schraube)	AH: 8 mm KH: 2 mm Ø: 5 mm	
	RB16515	Zeramex XT Abutment RB Angular 15°, 1 mm (inkl. Schraube)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 5 mm	

RB CADCAM	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	RB16535	Zeramex XT Zerabase X RB, Engaged für Kronen (inkl. Schraube)	AH: 4,8 mm KH: 0,8 mm Ø: 4,6 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP Vicarbo
	RB16536	Zeramex XT Zerabase X RB Unengaged für Stege & Brücken (inkl. Schraube)	AH: 4,8 mm KH: 0,8 mm Ø: 4,6 mm	
	RB16530	Zeramex XT Zerabase RB, Engaged für Kronen (inkl. Schraube)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 5 mm	
	RB16531	Zeramex XT Zerabase RB Unengaged für Stege & Brücken (inkl. Schraube)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 5 mm	

Zerabase X Abutments sind in die Systeme von 3Shape und exocad integriert.




SB/RB/WB Vicarbo Schraube	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	RB16550	Zeramex XT (SB/RB/WB) Vicarbo Schraube, Straight/Angular/CADCAM/Zerabase X/ Individuelle Abutments	Länge: 7,4 mm	Vicarbo

Zeramex XT Abutments

WB Plattform	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	WB17501	Zeramex XT Abutment WB Straight, 1 mm (inkl. Schraube)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 6 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP Vicarbo
	WB17502	Zeramex XT Abutment WB Straight, 2 mm (inkl. Schraube)	AH: 8 mm KH: 2 mm Ø: 6 mm	
	WB17515	Zeramex XT Abutment WB Angular 15°, 1 mm (inkl. Schraube)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 6 mm	





WB CADCAM	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	WB17535	Zeramex XT Zerabase X WB Engaged für Kronen (inkl. Schraube)	AH: 4,8 mm KH: 0,8 mm Ø: 5,6 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP Vicarbo
	WB17536	Zeramex XT Zerabase X WB Unengaged für Stege & Brücken (inkl. Schraube)	AH: 4,8 mm KH: 0,8 mm Ø: 5,6 mm	
	WB17530	Zeramex XT Zerabase WB Engaged für Kronen (inkl. Schraube)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 6 mm	
	WB17531	Zeramex XT Zerabase WB Unengaged für Stege & Brücken (inkl. Schraube)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 6 mm	






Zerabase Abutments sind in die Systeme von 3Shape und exocad integriert.



SB/RB/WB Vicarbo Schraube	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	RB16550	Zeramex XT (SB/RB/WB) Vicarbo Schraube, Straight/Angular/CADCAM/Zerabase X/ Individuelle Abutments	Länge: 7,4 mm	Vicarbo

Zeramex Prothetik


SB Weichgewebemanagement	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	SB35500	Zeramex XT Healing Cap SB	Höhe: 0,6 mm	PEEK
	SB35503	Zeramex XT Gingivaformer SB, 3 mm	Höhe: 3 mm Ø: 4 mm	
	SB35504	Zeramex XT Gingivaformer SB, 4 mm	Höhe: 4 mm Ø: 4 mm	
	SB35530	Zeramex XT Provisional SB (inkl. Provisional Screw)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 4 mm	PEEK Vicarbo






SB Abdrucknahme	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	SB35510	Zeramex XT Transfer Open Tray SB	Höhe Hülse: 11 mm / Höhe inkl. Schraube: 20 mm	Aluminium PEEK-CW30
	SB35512	Zeramex XT Transfer Closed Tray SB	Höhe Hülse: 7 mm / Höhe inkl. Schraube: 14 mm	
	SB35513	Zeramex XT Transfer Closed Tray, long SB	Höhe Hülse: 11 mm / Höhe inkl. Schraube: 18 mm	
	SB35514	Zeramex XT Scanbody SB (inkl. Provisional Screw)	Höhe: 10 mm	PEEK Vicarbo
	SB35522	Zeramex XT Digital Implant Replica SB	Länge: 10 mm	Aluminium





RB Weichgewebemanagement	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	RB36500	Zeramex XT Healing Cap RB	Höhe: 0,6 mm	PEEK
	RB36503	Zeramex XT Gingivaformer RB, 3 mm	Höhe: 3 mm Ø: 5 mm	
	RB36504	Zeramex XT Gingivaformer RB, 4 mm	Höhe: 4 mm Ø: 5 mm	




Sortiment



XT




	RB36530	Zeramex XT Provisional RB (inkl. Schraube)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 5 mm	PEEK Vicarbo
---	---------	---	---------------------------------	-----------------







RB Abdrucknahme	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	RB36510	Zeramex XT Transfer Open Tray RB	Höhe Hülse: 11 mm / Höhe inkl. Schraube: 20 mm	Aluminium PEEK-CW30
	RB36512	Zeramex XT Transfer Closed Tray RB	Höhe Hülse: 7 mm / Höhe inkl. Schraube: 14 mm	
	RB36513	Zeramex XT Transfer Closed Tray, long RB	Höhe Hülse: 11 mm / Höhe inkl. Schraube: 18 mm	
	RB36514	Zeramex XT Scanbody RB (inkl. Provisional Screw)	Höhe: 10 mm	PEEK Vicarbo
	RB36522	Zeramex XT Digital Implant Replica RB	Länge: 10 mm	Aluminium

WB Weichgewebemanagement	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	WB37500	Zeramex XT Healing Cap WB	Höhe: 0,6 mm	PEEK
	WB37503	Zeramex XT Gingivaformer WB, 3 mm	Höhe: 3 mm Ø: 6 mm	
	WB37504	Zeramex XT Gingivaformer WB, 4 mm	Höhe: 4 mm Ø: 6 mm	
	WB37530	Zeramex XT Provisional WB (inkl. Provisional Screw)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 6 mm	PEs Vicarbo

WB Abdrucknahme	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	WB37510	Zeramex XT Transfer Open Tray WB	Höhe Hülse: 11 mm / Höhe inkl. Schraube: 20 mm	Aluminium PEEK-CW30
	WB37512	Zeramex XT Transfer Closed Tray WB	Höhe Hülse: 7 mm / Höhe inkl. Schraube: 14 mm	
	WB37513	Zeramex XT Transfer Closed Tray, long WB	Höhe Hülse: 11 mm / Höhe inkl. Schraube: 18 mm	







	WB37514	Zeramex XT Scanbody WB (inkl. Provisional Screw)	Höhe: 10 mm	PEEK Vicarbo
	WB37522	Zeramex XT Digital Implant Replica WB	Länge: 10 mm	Aluminium
















SB/RB/WB Hilfsteile	Art.-Nr.	Name	Dimension	Material
	RB36521	Zeramex XT Digital Implant Replica Placer (SB/RB/WB)	Länge: 14 mm	PEEK-CW30
	RB36550	Zeramex XT Provisional Screw (SB/RB/WB)	Länge: 8,6 mm	Vicarbo
	RB36554	Zeramex XT Try-In Screw (SB/RB/WB)	Länge: 7,4 mm	PEEK

Zeramex Docklocs®	Art.-Nr.	Name	Material
	SB15542	Zeramex Docklocs® Abutment, 2 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP Vicarbo
	SB15543	Zeramex Docklocs® Abutment, 3 mm	
	SB15544	Zeramex Docklocs® Abutment, 4 mm	
	XT38227	Zeramex Docklocs® Einbringinstrument	Rostfreier Stahl PEEK
	XT38253	Docklocs® Laborset, bis 40° Divergenzausgleich: 2 Stück/Retentionsgehäuse Zirkonoxid (Ø5,8 mm, Höhe 2,5 mm) mit schwarzem Prozesseinsatz (Höhe 1,9 mm), 2 Stück Ausblockring, 2 Stück Retentionseinsatz, grün, 2 Stück Retentionseinsatz, orange, 2 Stück Retentionseinsatz, rot	Santroprene® TPE Polyamid Gehäuse ZrO ₂ HD-PE Purell
	XT38251	Docklocs® Laborset, bis 40° Divergenzausgleich: 2 Stück Retentionsgehäuse Titan (Ø5,5 mm, Höhe 2,5 mm) mit schwarzem Prozesseinsatz (Höhe 1,9 mm), 2 Stück Ausblockring, 2 Stück Retentionseinsatz, grün, 2 Stück Retentionseinsatz, orange, 2 Stück Retentionseinsatz, rot	Santroprene® TPE Polyamid Gehäuse Titan HD-PE Purell

Sortiment















	XT38205	Docklocs® Retentionseinsatz, rot Extraleichte Retention, 10°–20° 8 Stk.	Polyamid
	XT38206	Docklocs® Retentionseinsatz, orange Leichte Retention, 10°–20° 8 Stk.	
	XT38207	Docklocs® Retentionseinsatz, grün Starke Retention, 10°–20° 8 Stk.	
	XT38209	Docklocs® Ausblockring 20 Stk.	Santoprene® TPE
	XT38230	Retentionsgehäuse Zirkonoxid mit Verarbeitungseinsatz 2 Stk.	Gehäuse ZrO ₂ HD-PE Purell
	XT38210	Retentionsgehäuse Titan mit Verarbeitungseinsatz 4 Stk.	Gehäuse Titan G5 HD-PE Purell
	XT38214	Docklocs® Laboranalog gerade (Ø4 mm) 4 Stk.	Titan Grade 5
	XT38215	Docklocs® Abdruckpfosten mit schwarzem Verarbeitungseinsatz 4 Stk.	Gehäuse Titan G5 HD-PE Purell

SB/RB/WB Tools	Art.-Nr.	Name	Material
	P35601	Zeramex Rosedrill Ø2 mm	Rostfreier Stahl
	T35602	Zeradriill Pilot Ø2,3 mm	
	XT35630	Zeramex Profile Drill SB	Rostfreier Stahl mit Kohlenstoffbeschichtung
	T35608	Zeradriill S8 (Small 8 mm)	
	T35610	Zeradriill S10 (Small 10 mm)	
	T35612	Zeradriill S12 (Small 12 mm)	

	T35614	Zeradriill S14 (Small 14 mm)	Rostfreier Stahl mit Kohlenstoffbeschichtung
	T35620	Zeratap Small Ø3,5 mm	
	T35622	Zeradriill Extension Small	
	T36608	Zeradriill R8 (Regular 8 mm)	
	T36610	Zeradriill R10 (Regular 10 mm)	
	T36612	Zeradriill R12 (Regular 12 mm)	
	T36614	Zeradriill R14 (Regular 14 mm)	
	T36620	Zeratap Regular Ø4,2 mm	
	T36622	Zeradriill Extension Regular	
	T37608	Zeradriill W8 (Wide 8 mm)	
	T37610	Zeradriill W10 (Wide 10 mm)	
	T37612	Zeradriill W12 (Wide 12 mm)	
	T37620	Zeratap Wide Ø5,5 mm	
	T37622	Zeradriill Extension Wide	
	C7650*	Drill extension	


*Art. KI589B für die Schweiz







Sortiment

	T38650	Zeramex T Tiefenlehren, 4 Stk.	Rostfreier Stahl
	XT38619	Zeramex Prosthetic Key, 19 mm	
	XT38623	Zeramex Prosthetic Key, 23 mm	
	XT38628	Zeramex Prosthetic Key, 28 mm	
	XT36620	Zeramex Pickup, 20 mm SB/RB/WB	
	XT36625	Zeramex Pickup, 25 mm SB/RB/WB	
	XT36622	Zeramex Rescue Pickup SB/RB/WB	
	P48932	Zeramex P Ratchet Adapter Unit Short	
	P48935	Zeramex P Surgical Ratchet ohne Adapter	
	XT35651	Zeramex XT Drill Stop, für Small Drill	PEEK
	XT36651	Zeramex XT Drill Stop, für Regular Drill	
	XT37651	Zeramex XT Drill Stop, für Wide Drill	
	XT48860	Zeramex XT Prosthetics Kit	-
	XT48865	Zeramex XT Prosthetics Kit inkl. Ratchet	
















Sortiment

XT

	XT48850	Zeramex XT Surgery Tray	
	XT48854	Zeramex XT Surgery Tray, voll ausgestattet, inkl. Ratchet	-

Zeramex Digital Solutions*	Art.-Nr.	Name	Material
	SB15551	Individuelles Abutment SB (inkl. Vicarbo Schraube)	ZrO ₂ -TZP Vicarbo
	SB15552	Individuelle Krone in Zirkondioxid für Zerabase <u>ohne</u> Schraubenloch (unglasiert & excl. Zerabase Abutment) SB	ZrO ₂ -TZP
	SB15553	Individuelle Krone in Zirkondioxid für Zerabase <u>mit</u> Schraubenloch (unglasiert & excl. Zerabase Abutment) SB	
	SB15554	Individueller keramischer Gingivaformer SB (inkl. Vicarbo Schraube)	ZrO ₂ -TZP Vicarbo
	SB15560	Monolithische Krone (inkl. Vicarbo Schraube) SB	ZrO ₂ -TZP Vicarbo
	SB15561	2 Monolithische Kronen verblockt SB (inkl. Vicarbo Schraube)	
	SB15565	Monolithische Brücke 3-gliedrig SB (inkl. Vicarbo Schraube)	
	SB15566	Monolithische Brücke 3-gliedrig SB (inkl. Vicarbo Schraube) Cutback	
	SB15590	Paket Individuell: Keramischer Gingivaformer & Abutment SB (inkl. Vicarbo Schraube)	
	SB15591	Paket Monolithisch: Keramischer Gingivaformer & Krone SB (inkl. Vicarbo Schraube)	
	RB16551	Individuelles Abutment RB (inkl. Vicarbo Schraube)	

Sortiment







	RB16552	Individuelle Krone in Zirkondioxid für Zerabase <u>ohne</u> Schraubenloch (unglasiert & excl. Zerabase Abutment) RB	ZrO ₂ -TZP
	RB16553	Individuelle Krone in Zirkondioxid für Zerabase <u>mit</u> Schraubenloch (unglasiert & excl. Zerabase Abutment) RB	
	RB16554	Individueller keramischer Gingivaformer RB (inkl. Vicarbo Schraube)	ZrO ₂ -TZP Vicarbo
	RB16560	Monolithische Krone (inkl. Vicarbo Schraube) RB	ZrO ₂ -TZP Vicarbo
	RB16561	2 Monolithische Kronen verblockt RB (inkl. Vicarbo Schraube)	
	RB16565	Monolithische Brücke 3-gliedrig RB (inkl. Vicarbo Schraube)	
	RB16566	Monolithische Brücke 3-gliedrig RB (inkl. Vicarbo Schraube) Cutback	
	RB16590	Paket Individuell: Keramischer Gingivaformer & Abutment RB (inkl. Vicarbo Schraube)	
	RB16591	Paket Monolithisch: Keramischer Gingivaformer & Krone RB (inkl. Vicarbo Schraube)	
	WB17551	Individuelles Abutment WB (inkl. Vicarbo Schraube)	
	WB17552	Individuelle Krone in Zirkondioxid für Zerabase <u>ohne</u> Schraubenloch (unglasiert & excl. Zerabase Abutment) WB	ZrO ₂ -TZP
	WB17553	Individuelle Krone in Zirkondioxid für Zerabase <u>mit</u> Schraubenloch (unglasiert & excl. Zerabase Abutment) WB	
	WB17554	Individueller keramischer Gingivaformer WB (inkl. Vicarbo Schraube)	ZrO ₂ -TZP Vicarbo
	WB17560	Monolithische Krone (inkl. Vicarbo Schraube) WB	ZrO ₂ -TZP Vicarbo
	WB17561	2 Monolithische Kronen verblockt WB (inkl. Vicarbo Schraube)	



	WB17565	Monolithische Brücke 3-gliedrig WB (inkl. Vicarbo Schraube)	ZrO ₂ -TZP Vicarbo
	WB17566	Monolithische Brücke 3-gliedrig WB (inkl. Vicarbo Schraube) Cutback	
	WB17590	Paket Individuell: Keramischer Gingivaformer & Abutment WB (inkl. Vicarbo Schraube)	
	WB17591	Paket Monolithisch: Keramischer Gingivaformer & Krone WB (inkl. Vicarbo Schraube)	

Zeramex Digital Solutions Multilayer*	Art.-Nr.	Name	Material
	SB15751	Individuelles Abutment SB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	ZrO ₂ -TZP Vicarbo
	SB15752	Individuelle Krone in Zirkondioxid für Zerabase <u>ohne</u> Schraubenloch, ML (unglasiert & excl. Zerabase Abutment) SB	ZrO ₂ -TZP
	SB15753	Individuelle Krone in Zirkondioxid für Zerabase <u>mit</u> Schraubenloch, ML (unglasiert & excl. Zerabase Abutment) SB	
	SB15754	Individueller keramischer Gingivaformer SB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	ZrO ₂ -TZP Vicarbo
	SB15760	Monolithische Krone, ML (inkl. Vicarbo Schraube) SB	ZrO ₂ -TZP Vicarbo
	SB15761	2 Monolithische Kronen verblockt SB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	
	SB15765	Monolithische Brücke 3-gliedrig SB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	
	SB15766	Monolithische Brücke 3-gliedrig SB, ML (inkl. Vicarbo Schraube) Cutback	
	SB15790	Paket Individuell: Keramischer Gingivaformer & Abutment SB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	

Sortiment

	SB15791	Paket Monolithisch: Keramischer Gingivaformer & Krone SB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	ZrO ₂ -TZP Vicarbo
	RB16751	Individuelles Abutment RB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	
	RB16752	Individuelle Krone in Zirkondioxid für Zerabase <u>ohne</u> Schraubenloch, ML (unglasiert & excl. Zerabase Abutment) RB	ZrO ₂ -TZP
	RB16753	Individuelle Krone in Zirkondioxid für Zerabase <u>mit</u> Schraubenloch, ML (unglasiert & excl. Zerabase Abutment) RB	
	RB16754	Individueller keramischer Gingivaformer RB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	ZrO ₂ -TZP Vicarbo
	RB16760	Monolithische Krone, ML (inkl. Vicarbo Schraube) RB	ZrO ₂ -TZP Vicarbo
	RB16761	2 Monolithische Kronen verblockt RB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	
	RB16765	Monolithische Brücke 3-gliedrig RB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	
	RB16766	Monolithische Brücke 3-gliedrig RB, ML (inkl. Vicarbo Schraube) Cutback	
	RB16790	Paket Individuell: Keramischer Gingivaformer & Abutment RB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	
	RB16791	Paket Monolithisch: Keramischer Gingivaformer & Krone RB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	
	WB17751	Individuelles Abutment WB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	ZrO ₂ -TZP
	WB17752	Individuelle Krone in Zirkondioxid für Zerabase <u>ohne</u> Schraubenloch, ML (unglasiert & excl. Zerabase Abutment) WB	
	WB17753	Individuelle Krone in Zirkondioxid für Zerabase <u>mit</u> Schraubenloch, ML (unglasiert & excl. Zerabase Abutment) WB	
	WB17754	Individueller keramischer Gingivaformer WB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	ZrO ₂ -TZP Vicarbo

	WB17760	Monolithische Krone, ML (inkl. Vicarbo Schraube) WB	ZrO ₂ -TZP Vicarbo
	WB17761	2 Monolithische Kronen verblockt WB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	
	WB17765	Monolithische Brücke 3-gliedrig WB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	
	WB17766	Monolithische Brücke 3-gliedrig WB, ML (inkl. Vicarbo Schraube) Cutback	
	WB17790	Paket Individuell: Keramischer Gingivaformer & Abutment WB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	
	WB17791	Paket Monolithisch: Keramischer Gingivaformer & Krone WB, ML (inkl. Vicarbo Schraube)	

Zeramex Digital Solutions Services*	Art.-Nr.	Name	Material
	RB16570	3D Modell OK/UK SB, RB & WB (ohne Replica)	
	RB16571	Färben & Glasieren SB, RB & WB (Stain & Glaze)	
-	RB16580	Zeramex SB, RB & WB Individuelle Designentwicklung	-
-	RB16581	Zeramex Scan (alle Produkte)	
-	RB16582	Zeramex SB, RB & WB Virtuelles Modelldesign aufgrund Intraoralscandaten	

***Beispielbilder/Originale abweichend!**

Docklocs® ist eine eingetragene Marke der Firma MEDEALIS GmbH, DE.
Santoprene® ist eine eingetragene Marke der Firma Exxon Mobil Corporation, USA.

Allgemeine Hinweise

Garantie

CeramTec Schweiz GmbH bietet eine lebenslange Garantie für die Implantate und 10 Jahre Garantie für die Abutments und die Vicarbo Schraube. Es gelten die Zeramex Garantiebestimmungen.

Zertifizierung

CE/CE₀₄₈₃/CE₀₅₀₀ (siehe Seite 68)

Lieferung und Verpackung

Die Lieferung erfolgt gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der CeramTec Schweiz GmbH. Die intakte, einmal sterile Verpackung schützt das Implantat vor äusseren Einflüssen und gewährleistet die sterile Lagerung bis zum aufgedruckten Verfalldatum. Zeramex XT Implantate und Komponenten müssen in der Originalverpackung bei Raumtemperatur, trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Die Verpackung ist erst kurz vor der Operation zu öffnen. Wir empfehlen eine lückenlose klinische, radiologische und statistische Dokumentation. Die Rückverfolgbarkeit der Implantate muss mittels innenliegender Etiketten (Patientenetikett) gewährleistet sein.

Haftungsausschluss

Zeramex XT Implantate sind Bestandteile eines gesamten Systems und dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Komponenten

benutzt werden. CeramTec Schweiz GmbH schliesst jegliche Haftung für Schäden aus, die bei falscher Anwendung oder bei Verwendung von nicht originalen Komponenten entstehen. Im Übrigen gelten die AGB der CeramTec Schweiz GmbH.

Weiterbildung

Für Informationen über Kurse und Weiterbildungsmöglichkeiten für das Zeramex XT System kontaktieren Sie uns unter www.zeramex.com.

Materialeigenschaften

Sämtliche Implantate und Abutments werden aus dem heiss nachverdichteten Zirkondioxid ATZ-HIP® (HIP = Hot Isostatic Postcompaction) hergestellt. Die Implantate und Abutments werden aus Qualitäts- und Festigkeitsgründen grundsätzlich mit Diamantwerkzeugen aus dem vollen und harten Rohling in die endgültige Form gebracht. Das Werkstück muss nicht nachbearbeitet werden. Dadurch ist eine reproduzierbare, hochpräzise Herstellung von Implantaten und Abutments in der erforderlichen Passgenauigkeit erst möglich.

Zerafil Oberfläche der Implantate

- mikrostrukturiert
- gestrahlt und geätzt
- hydrophil

ZrO₂ ATZ-HIP

Zirkondioxid, ATZ (Alumina-toughened Zirconia) (röntgenopak)

Zusammensetzung:

ZrO₂ 76%, Al₂O₃ 20%, Y₂O₃ 4%
Biegefestigkeit: >1'700 MPa (durchschnittlich 2'000 Mpa)
WAK-Wert ZrO₂ ATZ-HIP: 9x10⁻⁶/K

ZrO₂ TZP-A

Zirkondioxid, TZP (Tetragonal zirconia polycrystal) (röntgenopak)

Zusammensetzung:

ZrO₂ 95%, Al₂O₃ 5%, Y₂O₃ 0,25%
Biegefestigkeit: 1'200 MPa
WAK-Wert ZrO₂ TZP-A: 10,5

PEEK-CLASSIX

Polyetheretherketon USP Class VI (nicht röntgenopak)

Aluminium

Aluminium (nicht röntgenopak)

PEEK-CLASSIX-CW30-LSG

Kurzfasrige Karbonfaser (CF) in PEEK-CLASSIX-LSG-Matrix (nicht röntgenopak)

Zusammensetzung:

CF 30%, PEEK-Classix-LSG 70%
Biegefestigkeit: >130 MPa

Vicarbo

Unidirektional gerichtete Karbonfaser (CF) in PEEK-Matrix (nicht röntgenopak)

Zusammensetzung:

CF 60%, PEEK 40%
Biegefestigkeit: >900 MPa

Allgemeine Hinweise

	CE-Zeichen für Devices der Klasse I MDR (2017/745)		CE-Zeichen für Legacy Devices der Klasse IIa/IIb
	CE-Zeichen für Devices der Klasse IIa / IIb MDR (2017/745)		Vorsicht
	Artikelnummer		Verfalldatum
	Chargencode		Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht wiederverwenden		Herstellungsdatum
	Unsteril		Hersteller
	Sterilisation durch Dampf oder trockener Wärme		Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen		Medizinprodukt
	Trocken lagern		EU Bevollmächtigter
	Unique Device Identifier		Doppelte Verpackung mit einfacher Sterilbarriere im Innern
	Sterilbarrieresystem		Gamma-Sterilisation
	Nicht resterilisieren		
Rx only	VORSICHT: US-Bundesgesetz beschränkt den Verkauf dieses Produkts an einen Arzt oder auf dessen Anordnung.		
	Implantat Small ø3,5 mm SB		Implantat Regular ø4,2 mm RB
	Implantat Wide ø5,5 mm WB		

Kontakt

Europa

Bestellhotline DE/CH/AT

T 00800 93 55 66 37

F 00800 93 55 63 77 order@zeramex.com

Zeramex Digital Solutions

T 00800 04 00 13 33

digitalsolutions@zeramex.com

Schweiz

CeramTec Schweiz GmbH

Bodenackerstrasse 5

8957 Spreitenbach/Schweiz

T 0041 44 388 36 36

F 0041 44 388 36 39

info@zeramex.com

www.zeramex.com

Deutschland (Vertrieb EU)

CeramTec Dentalvertriebs GmbH

Wallbrunnstrasse 24

79539 Lörrach/Deutschland

T 0049 7621 1612 749

F 0049 7621 1612 780

info@zeramex.com

www.zeramex.com

Global

Kontaktangaben aller Vertriebspartner finden

Sie unter **www.zeramex.com/kontakt**.



Zeramex XT

Natürlich, weiss, digital





