


VIS DE LABORATOIRE LAB SCREW

Fiche technique

ZERAMEX® **P6**

SN
Ø 4.0mm

Plateforme SN



P35450


Adapté pour:

Pilier P6 Abutment SN straight, 1 mm (P15501)
Pilier P6 Abutment SN straight, 2 mm (P15502)

Caractéristique distinctive par rapport à d'autres vis SN:

Longueur: 7,4 mm

Couple de serrage: 5 Ncm



P35451

Adapté pour:

Pilier P6 Abutment SN angular 15° (P15515)


Caractéristique distinctive par rapport à d'autres vis SN :

Longueur: 6,3 mm

Couple de serrage: 5 Ncm

RN
Ø 4.8mm

Plateforme RN



P36450


Adapté pour:

Pilier P6 Abutment RN straight, 1 mm (P16501)
Pilier P6 Abutment RN straight, 2 mm (P16502)

Caractéristique distinctive par rapport à d'autres vis RN:

Longueur: 7,5 mm

Couple de serrage: 5 Ncm



P36451

Adapté pour:

Pilier P6 Abutment RN angular 15° (P16515)

Caractéristique distinctive par rapport à d'autres vis RN:

Longueur: 6,7 mm

Couple de serrage: 5 Ncm